

LIMPIADOR PARA SANITARIOS 1L



Cont. en ml	Art. No.	Cant.
1000	0893 117117	1/12

Modo de empleo

Mezclar aprox. 20 ml de concentrado de limpieza en 8 litros de agua fría y limpiar de la manera usual. Aumente la dosis si la suciedad es demasiado espesa. También se puede emplear sin diluir en caso de que la suciedad sea particularmente difícil. A continuación, enjuagar bien con agua.

Mecánico:

Adecuado para la limpieza manual en superficies resistentes a ácidos tales como lavabos, grifos, duchas y bañeras, así como en pavimentos y revestimientos cerámicos.

Nota:

Antes de utilizar en materiales no resistentes a ácidos, compruebe que el limpiador no daña el material.

Datos técnicos:	
Valor de pH en el concentrado	2
Valor de pH en la concentración de aplicación	aprox. 3
Color	Rojo
Aroma	limón



Gracias a su base de ácido cítrico natural, este limpiador de la LÍNEA ECO limpia accesorios de saneamiento sin dañar el material. Garantizado como un producto respetuoso del medio ambiente y de alta calidad, como lo indica su Etiqueta Ecológica Europea (EU Eco Label).

Amigable con el medio ambiente

- Biodegradabilidad incrementada.

Eficiente

- El ácido cítrico elimina la cal, manchas de agua, residuos de jabón y manchas de orina difícil sin dañar el material.

Innovador

- Gracias a su tapa de pulverización inclinada, puede utilizado como limpiador de inodoros.

Efecto de frescura

- Deja un fresco aroma a limón.